

Der etablierte Versorgungsablauf für ReWalk Personal 6.0: Das erste und einzige Exoskelett im Hilfsmittelverzeichnis

1

VORGESPRÄCH

Der erfahrene ReWalk Clinical Training Manager ermittelt, ob das ReWalk Personal 6.0 für den Interessenten geeignet ist.

2

ÄRZTLICHE UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

Für eine Test Session im ReWalk Exoskelett ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung notwendig. Das Formular hierzu erhalten Sie von ReWalk Robotics.

3

TEST SESSION

Die kostenfreie Test Session findet in einem Therapiezentrum in Wohnortnähe statt. Hierbei wird die Funktionsweise des ReWalk Systems erklärt und das Exoskelett individuell angepasst, damit die erste Erfahrung im Stehen und Gehen mit dem ReWalk erfolgen kann.

4

ANTRAG AUF KOSTENÜBERNAHME

Nach einer erfolgreichen Test Session begleitet ReWalk Robotics gemeinsam mit allen Beteiligten im Versorgungsablauf die Antragsstellung für die Kostenübernahme der Schulung im Gebrauch sowie der häuslichen Versorgung mit dem ReWalk Exoskelett.

5

SCHULUNG IM GEBRAUCH

Die Schulung im Gebrauch bereitet den zukünftigen Nutzer für die sichere Verwendung des ReWalk Personal 6.0 im Alltag vor. Diese wird in einem von ReWalk Robotics zertifizierten Trainingszentrum in Wohnortnähe durchgeführt.

6

HÄUSLICHE VERSORGUNG

Nach erfolgreichem Abschluss der Schulung im Gebrauch und Bestätigung der Kostenübernahme, erfolgt die Auslieferung und Anpassung des ReWalk Personal 6.0 Systems für die alltägliche häusliche Nutzung.

Das ReWalk Personal 6.0 dient im **sozialversicherungsrechtlichen** Sinne dem **Behinderungsausgleich** (3. Alternative der Versorgung gem. § 33 Abs. 1 S. 1 SGB V).

Das **Versorgungsziel** ist der Ausgleich der verloren gegangenen Körperfunktionen „Stehen und Gehen“, d.h. das ReWalk Personal 6.0 ermöglicht die Erschließung eines körperlichen Freiraums in der häuslichen, nicht-institutionellen Versorgung.

Die durch die Lähmung bedingte **körperliche Gehbehinderung** wird mit dem **ReWalk Personal 6.0 weitgehend und umfassend ausgeglichen**. Somit werden menschliche Grundbedürfnisse erfüllt.

ReWalk Personal 6.0 - Eckdaten



- ▶ Aufrechtes Stehen, Gehen, Drehen und Treppen steigen
- ▶ Vollständig selbsttragend; Nutzer spürt das Gewicht des Systems nicht
- ▶ Für die alltägliche Nutzung zu Hause und draußen
- ▶ Das Exoskelett mit den meisten Einstellmöglichkeiten, individuell angepasst und konfiguriert
- ▶ Verstellbares Sprunggelenksystem bietet optimiertes Gangbild und erleichtertes An- und Ablegen
- ▶ Das einzige Exoskelett mit 5 Jahre Garantie inkl. Service & Wartung

ReWalk Personal 6.0 Exoskelett für Querschnittgelähmte



Thorsten R.
C6/C7 inkomplett seit 1996
ReWalker seit 2015



Desire B.
Th12 komplett seit 2015
ReWalker seit 2016



ReWalk
Robotics
Take the Next Step



Zertifizierte ReWalk Trainingszentren
und Vertriebspartner finden Sie auf
unserer Webseite: www.rewalk.com/de



ReWalk Robotics unterstützt
ReWalker mit etablierten
Programmen in der
alltäglichen Nutzung
des Systems auch nach der
erfolgten Versorgung.

ReWalk
Robotics

ReWalk Robotics GmbH
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
TEL +49 (0) 30 2589 5080
FAX +49 (0) 30 2589 4100
E-MAIL kontakt@rewalk.com
WEB www.rewalk.com

f /ReWalk
t @ReWalk_Robotics
w www.rewalk.com/de
rewalk_robotics

Unsere Mission ist es, die
Lebensqualität von Menschen mit
Behinderung der unteren Extremitäten
durch Herstellung und Entwicklung der
marktführenden Robotertechnologie
grundlegend zu verändern.

MI30P01 Rev 03
© 2019 ReWalk Robotics Ltd. All rights reserved.

Was ? ist ReWalk

ReWalk ist ein am Körper tragbares Roboter Exoskelett. Es ermöglicht Menschen mit einer Rückenmarksverletzung durch motorisierte Hüften und Knie wieder aufrecht zu stehen, zu gehen und Treppen zu steigen. Das unabhängige und kontrollierte Gehen im ReWalk ahmt den natürlichen Bewegungsablauf der Beine nach.

Die sechste Generation des ReWalk Systems für die persönliche Nutzung ist entwickelt für den ganztägigen Einsatz, sowohl zu Hause, als auch draußen. Es ist das am besten anpassbare Exoskelett und ist konfiguriert individuell für den Nutzer. Die präzise Passform optimiert Sicherheit, Funktion und Gelenkausrichtung.

Wer ? kann ReWalk nutzen

ReWalk ist entwickelt für Personen mit einer kompletten oder inkompletten Querschnittlähmung, mit ausreichender Beweglichkeit im Oberkörper sowie Greiffunktion der Hände, um Unterarmgehstützen sicher verwenden zu können.

Das System ist ausgelegt für eine Körpergröße zwischen ca. 160 cm und ca. 190 cm (abhängig von der Beinlänge) und einem Körpergewicht bis zu 100 kg.


Weitere Ein- und Ausschlusskriterien werden im Rahmen einer ärztlichen Voruntersuchung geprüft.

Was ? bedeutet *More Than Walking*

Klinische Studien* zeigen, dass Stehen und Gehen in einem Exoskelett potenzielle gesundheitliche Verbesserungen mit sich bringt, wie z. B.:

Verbesserte Blasen- und Darmfunktion | Reduktion des Körperfettanteils | Zunahme der fettfreien Muskelmasse
Verringerung der Spastizität | Verringerung von Schmerzen
besseres Schmerzmanagement | Verbesserung von Körperhaltung und Gleichgewicht | Besserer Schlaf und Reduktion der Müdigkeit
Verbesserung der psychischen Verfassung | Reduktion der Medikamenteneinnahme für bestimmte Beschwerden

*PubMed



Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, ob das ReWalk Exoskelett für Sie geeignet ist und wie Sie es kostenfrei testen können.

Wieder laufen zu können
und Barrieren zu überwinden
ist unbeschreiblich!

Andre v.R.
Th12 komplett seit 2002
ReWalker seit 2012

Hilfsmittelnummer 23.29.01.2001

Beste Passgenauigkeit

Die präzise, nutzergerechte Systemanpassung des ReWalk Personal 6.0 optimiert:

- Funktion
- Sicherheit
- Gelenkausrichtung



Funktionale Schrittgeschwindigkeit Natürliches Gangbild &

Als die Exoskelett Technologie mit der schnellsten Schrittgeschwindigkeit, ermöglicht ReWalk Personal 6.0 ein sicheres Gehen im Fußgängerverkehr. Gleichzeitig führt eine höhere Schrittgeschwindigkeit zu einer natürlicheren Belastung der unteren Extremitäten.

